

Diagnodent - Auswertung und therapeutische Konsequenzen

DD Wert	Alter	Therapie der Fissur
< 13	6 - 18	Fissurenversiegelung
	> 18	Recall und regelmäßige Kontrolle der Fissur mit Diagnodent alle 12 Monate
14 - 20	6 - 18	Entfernung von Verfärbungen und minimalinvasive Eröffnung der Fissur (Rondoflex, KaVo oder Kavo-Seal (Airscaleraufsatz) und erweiterte Fissurenversiegelung
	> 18	Kontrolle der Fissurenmorphologie und <i>Plaquesiedelung</i> aller Zähne, ev. Abstrich aus der Fissur zur qualitativen und quantitativen Bestimmung der Besiedelung, Röntgenkontrolle, Verlaufkontrolle eventuell minimalinvasive Füllung bzw. erweiterte Fissurenversiegelung
> 20	alle	Ergänzende Befundung mit Rö-Kontrolle (Zahnfilm, Bißflügel) Entfernung von Verfärbungen und minimalinvasive Eröffnung der Fissur (Rondoflex, KaVo oder Kavo-Seal)